DESENVOLMENTO DE DISPOSITIVO PARA CONDROMALAMÁCIA PATELAR

Antonio da luz de brito silva (https://www.linkedin.com/in/antonio-da-luz-a21263235/)

Gabriel Cunha (https://www.linkedin.com/

Leonardo Secco (linkedin)

Caíque Matos (I https://www.linkedin.com/in/caique-matos-santos-748a90150/)

Vinicius Elber (linkedin)

Professor M2 ou Orientador:

Professor P2:


1. Introdução

Este relatório apresenta o processo completo para a criação de um dispositivo inovador destinado ao tratamento da condromalácia patelar. O objetivo principal foi desenvolver uma solução eficaz, ajustável e confortável, permitindo aos usuários minimizar dores, melhorar a mobilidade e garantir um suporte seguro à articulação do joelho. O processo envolveu a construção de um mapa conceitual, carta morfológica, análise funcional e matriz de decisão, culminando na escolha da melhor combinação de características.

2. Mapa Conceitual

O mapa conceitual foi elaborado para organizar as funções e os componentes principais do dispositivo, permitindo uma visão geral das inter-relações entre os elementos-chave. Os principais aspectos identificados foram: conforto e bem-estar, revestimento interno, estabilização patelar, estabilização lateral, alívio de dor, ajustabilidade e amortecimento.

Mapa conceitual



Fonte: Autoral

3. Carta Morfológica

A carta morfológica detalhou as alternativas possíveis para cada função identificada no mapa conceitual. Isso permitiu explorar diferentes combinações e identificar a solução mais adequada com base nos critérios de análise funcional e matriz de decisão.

4. Análise Funcional

A análise funcional foi utilizada para avaliar cada função e suas alternativas em relação ao desempenho esperado. Os critérios utilizados incluíram conforto, eficácia no suporte, alívio de dor, durabilidade, leveza e custo-benefício. Cada alternativa foi pontuada com base em sua contribuição para o objetivo final

• Suporte e Estabilização: O principal objetivo dessa função é aliviar o estresse sobre a patela e estabilizar a articulação do joelho. A almofada de compressão e a estrutura lateral trabalham juntos para reduzir a dor e prevenir o agravamento da condromalácia patelar, mantendo a patela na posição correta. A estabilização também ajuda a controlar o movimento do joelho e a minimizar a sobrecarga na cartilagem.

- Locomoção Assistida: O mecanismo de locomoção é projetado para reduzir a necessidade de esforço físico ao caminhar, minimizando a dor durante a locomoção. As rodas com amortecimento ajudam a distribuir o peso e o ajuste de altura garante uma marcha mais natural e adaptável a diferentes superfícies.
- Tecnologia de Alívio de Dor: O sistema de aquecimento e resfriamento e a massagem vibratória são ferramentas chave para aliviar a dor e inflamação. Eles permitem que o usuário personalize o tratamento de acordo com suas necessidades, com o aquecimento ajudando a relaxar músculos e ligamentos e o resfriamento reduzindo a inflamação.
- Ajustes e Personalização: O uso de faixas de velcro e uma placa de suporte ajustável permite que o dispositivo seja configurado de forma personalizada, garantindo conforto e suporte. Isso é essencial para um dispositivo que será usado durante longos períodos.
- Tecnologia de Monitoramento e Feedback: A integração de sensores de movimento e o aplicativo de suporte oferecem monitoramento em tempo real sobre o desempenho do usuário, permitindo ajustes finos e melhorando o acompanhamento de sua recuperação.

5. Matriz de Decisão

A matriz de decisão consolidou os resultados da análise funcional, permitindo comparar objetivamente as alternativas. Com base nos pesos atribuídos a cada critério, a combinação que obteve a maior pontuação foi selecionada como a solução ideal.

Requisitos

Todos os materiais em contato com a pele devem ser Nipoalergênicos, para evitar reações afégicas, e respiráveis, para redoir a transpiração e o desconforto.

O dispositivo deve ser desenhado para se ajustar ao contorno do joetho, garantindo contarto e permitindo a movimentação natural sem causar dor.

Alternativa A

Almondad de Compressão
Conformidade com a ABNI NBR
15233-2014 para contorto e compressão, hippoalergenicidade e respirabilidade contarme exigido pela ANVISA.

Alternativa B

Faixa de Suporte (Tira de Compressão)
Flexibilidade e ajuste de acordo com a 130 13317-2015 para professos ortopédicas, alóm de ser durável e seguro.

Alternativa C
Imobilizador (Joelheira rigida)
Estrutura leve e resistente de acordo com a ASTM F581-12 para professos ortopédicas e requisitos de durabilidade.

Matriz de decisão de um componente

Matriz de decisão

Conforto e bem-estar		Alternativa A		Alternativa B		Alternativa C	
Critérios	pes o	Almofada de Compressão	(*) Total	Faixa de Suporte (Tira de Compressão)	(*) Total	Imobilazadoe (Joelheira rígida)	(*) Tota
Conforto	3	5	15	5	15	4	12
Suporte	2	4	8	4	8	3	6
Flexibilidade	3	4	12	5	15	3	9
Durabilidade	2	2	4	4	8	3	6
Custo	2	2	4	3	6	2	4
Pontuação Total			43		52		37
					7		

Fonte: autoral

- Conforto e Bem-Estar: faixa de suporte ajustável
- Revestimento Interno: Espuma hipoalergênica, garantindo conforto e segurança para a pele.
- Estabilização Patelar: estrutura de suporte lateral, promovendo alinhamento seguro da patela.
 - Estabilização Lateral: Fibra de carbono, que alia resistência e leveza.
- Alívio da Dor: Sistema de aquecimento/resfriamento integrado para tratamento térmico dinâmico.
 - Ajustabilidade: Fita em velcro para ajustes rápidos e precisos.
- Amortecimento:** Placa de amortecimento maleável, para absorção de impactos e distribuição uniforme da pressão.

7. Dimensionamento

Foram definidos os locais, dimensões e características específicas para cada componente:

a) Parte superior e inferior da patela

• **Dimensão:** Largura de 5 cm; comprimento ajustável entre 20–40 cm.

- b) Revestimento interno do dispositivo
- **Dimensão:** Área total de 30 x 20 cm, com ajuste para dobras e costuras.
 - c) Estabilizadores laterais
- **Dimensão:** Altura de 15 cm; espessura de 0,5 cm.
 - d) Inserções laterais
- **Dimensão:** Comprimento de 15 cm; largura de 1 cm; espessura de 0,3 cm.
 - e) Extremidades superiores e inferiores
- **Dimensão:** Largura de 2 cm; comprimento ajustável entre 20–40 cm.
 - f) Fitas cruzadas sobre a patela
- **Dimensão:** Largura de 1,5 cm; comprimento de 15 cm.
 - g) Base interna posterior do joelho
- **Dimensão:** 10 cm x 5 cm x 1 cm.

7.1. Matérias-Primas

Os materiais foram selecionados com foco em conforto, durabilidade e funcionalidade:

- Neoprene ou elástico de alta densidade: Para ajustes superiores e inferiores e fitas cruzadas.
- Algodão com revestimento hipoalergênico: Para o revestimento interno.
- **Polímero termoplástico moldável:** Para os estabilizadores laterais.
- Painéis pré-moldados: Inserções laterais.
- Tecido elástico com cola médica hipoalergênica: Para fitas cruzadas.
- Espuma de poliuretano: Base interna posterior do joelho.

7.2. Processos e Tratamentos

Foram definidos os processos produtivos e os tratamentos aplicados para cada componente:

a) Parte superior e inferior da patela

- Corte e moldagem: Tecido ajustado às dimensões.
- Tratamento antimicrobiano: Prevenção de odores e micróbios.
- Costura de reforço: Para maior elasticidade e durabilidade.

b) Revestimento interno do dispositivo

- Corte e modelagem: Para cobertura total da área interna.
- Revestimento antiaderente: Absorção de suor.
- Lavagem industrial: Para remoção de impurezas e suavização do tecido.

c) Estabilizadores laterais

- Moldagem por calor: Polímero moldado conforme as especificações.
- **Reforço com resina:** Maior rigidez e durabilidade.
- Acabamento liso: Lixamento e polimento para evitar bordas afiadas.

d) Inserções laterais

- Corte CNC: Recortes precisos.
- Revestimento UV: Proteção contra degradação solar.
- **Teste de flexão:** Garantia de resistência à pressão lateral.

e) Extremidades superiores e inferiores

- Corte e moldagem: Tecido moldado conforme o projeto.
- **Termos selagem:** Bordas seladas para evitar desfiamento.
- Tratamento antiestático: Para melhorar a performance do velcro.

f) Fitas cruzadas sobre a patela

- **Corte:** Tiras padronizadas com bordas arredondadas.
- Aplicação de adesivo: Cola médica hipoalergênica.
- Teste de elasticidade: Verificação de resistência a movimentos repetitivos.

g) Base interna posterior do joelho

- Corte: Placas ajustadas de 10 x 5 x 1 cm.
- Laminação: Revestimento com tecido macio.
- **Teste de impacto:** Avaliação da capacidade de absorção de pressão.

Protótipo do produto



Fonte: autoral

- Dispositivo projetado para auxiliar pessoas com condropatia patelar grau 4,
 proporcionando alívio da dor e maior mobilidade. Ele combina estabilização mecânica e compressão terapêutica com materiais leves e ergonômicos."
- Placa de amortecimento: Absorve impactos e reduz vibrações na região do joelho, protegendo a cartilagem da patela.
- **Tira de compressão:** Ajustável e flexível, oferece suporte personalizado e melhora a circulação local.
- **Estabilizador lateral:** Garante alinhamento adequado e estabilidade durante o movimento.
- **Fibra de carbono:** Material leve e resistente para suporte estrutural sem comprometer a mobilidade.
- **Tecido antiderrapante:** Evita deslocamento do dispositivo durante o uso.
- **Fita terapêutica:** Promove compressão adicional em áreas específicas.

• Destaques do projeto:

✓ "Leve e ajustável, ideal para uso prolongado."

✓ "Focado em usuários com dores intensas, permitindo atividades diárias sem desconforto."

8. Conclusão

O protótipo de suporte para condropatia patelar apresentado foi desenvolvido com foco na funcionalidade, ergonomia e alívio da dor em pacientes com condropatia grau 4. Sua combinação de materiais avançados, como fibra de carbono e placa de amortecimento, garante leveza, durabilidade e conforto durante o uso.

Os componentes ajustáveis, como a tira de compressão e a fita terapêutica, permitem um ajuste personalizado, promovendo estabilidade e suporte ao joelho, enquanto o estabilizador lateral assegura o alinhamento adequado durante os movimentos. Esses elementos, aliados ao tecido antiderrapante, proporcionam segurança e eficiência no tratamento da condição.

Este protótipo se destaca por seu potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida de seus usuários, possibilitando maior mobilidade e redução das dores articulares, com aplicação em atividades do dia a dia e reabilitação. Além disso, sua inovação reside na combinação de tecnologias que atendem às necessidades específicas do público-alvo, representando um avanço em relação às soluções já disponíveis no mercado.